

**ISTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA
CON SONDA PARA EL EXAMEN COMPLETO DE
ORINA****AST_LAB_510 S_Ed01**Approvazione: Direttore SC
Laboratorio di Patologia Clinica

Data di Emissione: 02.02.2024

Estimado usuario,
para la correcta realización del examen requerido y por tu propia seguridad, te recomendamos que sigas estrictamente las siguientes instrucciones.

ADVERTENCIAS

Comienza la recogida el día que decidas entregar tu orina en el centro de recogida.

CONTENEDOR

Consigue en la farmacia un recipiente estéril para la recogida de orina.

ISTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS EN CASA

1. Lávate las manos antes de iniciar los pasos de la recolección;
2. Pinza el catéter con unas pinzas, por debajo de la conexión con la bolsa, durante no más de 30 minutos;
3. Desinfecta una sección del catéter, justo por encima de la unión con el tubo de conexión o, si el catéter está equipado con uno, desinfecta el dispositivo de recogida de muestras;
4. Aspira la orina con una jeringa estéril y transfiere unos 10 ml al recipiente para la orina o a un tubo de ensayo estéril;
5. Cierra inmediatamente el recipiente con cuidado;
6. Recomendamos guardar el contenedor en un frigorífico hasta que se entregue en el centro de recogida.

Nota: La orina recogida de la bolsa o al desconectar la sonda no es un material adecuado para el examen.