

**ISTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE HECES
PARA LA DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA****AST_LAB_512 S_Ed01**Approvazione: Direttore SC
Laboratorio di Patologia Clinica

Data di Emissione: 02.02.2024

Estimado usuario,
para la correcta realización del examen requerido y por tu propia seguridad, te recomendamos que sigas estrictamente las siguientes instrucciones.

ADVERTENCIAS

- No utilices laxantes, purgas ni supositorios para evacuar.
- Evita contaminar las heces con orina.
- No recojas la muestra durante el ciclo menstrual y/o mientras sufras hemorroides sangrantes.

ISTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS A DOMICILIO

A) En caso de detección de sangre oculta en 1 muestra, adquiere el Recipiente estéril con paleta de recogida y sin conservantes.

1. Prepara un recipiente limpio y seco en el que recoger las heces, como un orinal o un recipiente de plástico limpio (NO RECOJAS LAS HECES DEL WC);
2. Con la paleta introducida en la tapa del recipiente estéril, recoge una cantidad de heces del tamaño de una nuez (en el caso de heces no formadas o líquidas, recoge no más de 3-4 mL) y cierra bien el recipiente.
3. La muestra así tomada debe entregarse sin demora al centro de recogida; si no se puede guardar en el frigorífico hasta 24 horas.



B) En caso de detección de sangre oculta en 3 muestras, las heces deben recogerse en tres días diferentes, aunque no sean consecutivos, utilizando los recipientes especiales con conservante proporcionados por el centro de recogida.



1. Prepara un recipiente limpio y seco en el que recoger las heces, como un orinal o un recipiente de plástico limpio (**NO RECOJAS LAS HECES DEL WC**).
2. Tras recoger las heces, desenrosca el tapón verde del vial.



3. Saca la varilla de muestreo unida a la tapa
4. Sumerge la punta de la varilla de muestreo en varios lugares de la muestra, haciéndola girar;
5. Comprueba que la punta de la varilla está sucia de heces, de lo contrario repite la operación descrita en el apartado punto anterior;
6. Vuelve a colocar la varilla en el recipiente, enrosca bien el tapón y agítalo para mezclar las heces y el conservante.

**ADVERTENCIA:**

- No derrames el contenido líquido del vial;
- No transfieras al recipiente más material que el fijado a la varilla del muestreador;
- Almacena las muestras en un frigorífico (4-8°C) durante un máximo de 7 días hasta su entrega al centro de recogida.